

Leistungsverzeichnis

Version: v1.4

5-Fluorouracil

Nr.: 16078 **Material:** EDTA für 5FU

Messverfahren: Homogener Immunoassay mit Enzym

Einheit: ng/ml

Analysen: 5-Fluorouracil, Area under the Curve

ACTH

Nr.: 16038 **Material:** EDTA

Messverfahren: ECL/Sandwich

Einheit: pg/ml

Analyse: ACTH

AK-Diff. Enzym-Phase 12er Panel

Nr.: 1106 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: AK-Diff. Enzym-Phase (12er Panel)

AK-Diff. im ind. Coombs (12er Panel)

Nr.: 1107 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: AK-Diff. im ind. Coombs (12er Panel)

Albumin

Nr.: 315 **Material:** Lithium-Heparin, Punktat

Messverfahren: Bromkresolpurpur (BCP)-Farbbindung

Einheit: g/dl

Analyse: Albumin

Alkalische Leukozyten-Phosphatase

Nr.: 1504 **Material:** Ausstrich

Messverfahren: Mikroskopie

Einheit: -

Analyse: Alkalische Leukozyten-Phosphatase

Alkalische Phosphatase

Nr.: 2206 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: IFCC

Einheit: U/l

Analyse: Alkalische Phosphatase

Alkohol

Nr.: 500 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Enzymatisch

Einheit: o/oo

Analyse: Alkohol

Alpha1-Fetoprotein

Nr.: 16039 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Sandwich Prinzip

Einheit: IU/ml

Analyse: Alpha1-Fetoprotein

Ammoniak

Nr.: 858 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Enzymatisch

Einheit: µg/dl

Analyse: Ammoniak

Amphetamine

Nr.: 550 **Material:** Spontanurin

Messverfahren: EMIT-Verfahren (Enzym-Multiplied Immunoassay Technique,
Enzym-multiplizierter Immunoassay)

Einheit: -

Analyse: Amphetamine

Amylase

Nr.: 2210 **Material:** Lithium-Heparin, Punktat

Messverfahren: Ethylidene-blockiertes pNPG7

Einheit: -

Analyse: Amylase

Antigen Cellano

Nr.: 1162 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Antigen Cellano

Antigen Cw

Nr.: 1160 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Antigen Cw

Antigen Duffy

Nr.: 1164 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Antigen Duffy

Antigen Dw

Nr.: 1163 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Antigen Dw

Antigen Kell

Nr.: 1161 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Antigen Kell

Antigen Kidd

Nr.: 1170 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Antigen Kidd

Antigen Kp

Nr.: 1172 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Antigen Kp

Antigen Lewis

Nr.: 1152 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Antigen Lewis

Antigen Lutheran

Nr.: 1171 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Antigen Lutheran

Antigen MNS

Nr.: 1154 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Antigen MNS

Antigen P

Nr.: 1150 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Antigen P

Antigen Wright(a)

Nr.: 1173 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Antigen Wright(a)

Anti-HAV IgM

Nr.: 706 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Sandwich-Assay

Einheit: -

Analyse: Anti-HAV IgM

Anti-HAV IgM und IgG

Nr.: 705 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Kompetitiver Assay

Einheit: -

Analyse: Anti-HAV IgG und IgM

Anti-HBc

Nr.: 702 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Sandwich-Assay

Einheit: -

Analyse: Anti-HBc

Anti-HBc IgM

Nr.: 715 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Sandwich-Assay

Einheit: -

Analyse: Anti-HBc IgM

Anti-HBe

Nr.: 704 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Kompetitiver Assay

Einheit: -

Analyse: Anti-HBe

Anti-HBs

Nr.: 701 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Sandwich-Assay

Einheit: IU/l

Analyse: Anti-HBs

Anti-HCV

Nr.: 707 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Sandwich-Assay

Einheit: -

Analyse: Anti-HCV

Antikörper gegen CCP

Nr.: 662 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Zweistufiger Immunoassay auf Basis
Chemilumineszenz-Technologie

Einheit: E/ml

Analyse: Antikörper gegen CCP

Antikörpersuchtest (Coombs)

Nr.: 1103 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Antikörpersuchtest (Coombs)

Antikörpersuchtest (Enzym)

Nr.: 1133 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Antikörpersuchtest (Enzym)

Anti-Sars-CoV-2

Nr.: 16067 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Sandwich Prinzip

Einheit: -

Analyse: Anti-Sars-CoV-2

Anti-Sars-CoV-2

Nr.: 16069 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Sandwich Prinzip

Einheit: COI

Analyse: Anti-Sars-CoV-2

Anti-Sars-CoV-2-S

Nr.: 16068 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Sandwich Prinzip

Einheit: U/ml

Analyse: Anti-Sars-CoV-2-S

Anti-Thyreoglobulin TAK

Nr.: 16040 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Competition

Einheit: IU/ml

Analyse: Anti-Thyreoglobulin TAK

Anti-TPO

Nr.: 16041 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Competition

Einheit: IU/ml

Analyse: Anti-TPO

Anti-TSHR TRAK

Nr.: 16042 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Competition

Einheit: IU/l

Analyse: Anti-TSHR TRAK

Apixaban

Nr.: 1015 **Material:** Citratblut

Messverfahren: Chromogener Test zur Bestimmung Fkt. Xa-Inhibitoren

Einheit: ng/ml

Analyse: Apixaban

Argatroban

Nr.: 1014 **Material:** Citratblut

Messverfahren: Chromogener Test zur Bestimmung Fkt. Xa-Inhibitoren

Einheit: µg/ml

Analyse: Argatroban

arterieller Gascheck

Nr.: 880 **Material:** EDTA für Blutgas arteriell

Messverfahren: Hilfsanalyse

Einheit: -

Analysen: Base Excess, Calcium (BGA arteriell), Chlorid (BGA arteriell), CO-Hämoglobin (BGA arteriell), Gascheck, Glucose (BGA arteriell), HB, HCO₃, HHb, Hämatokrit (BGA arteriell), Kalium (BGA arteriell), Laktat (BGA arteriell), Methämoglobin (BGA arteriell), Natrium (BGA arteriell), O₂Hb (BGA arteriell), pCO₂,

pH-Wert, pO₂, Röhrchen unterfüllt, Röhrchen unterfüllt, Sauerstoffgehalt,
Sauerstoffsättigung, Standard-Bicarbonat, total CO₂

ASL

Nr.: 602 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Latex-verstärkt immunturbidimetrisch

Einheit: IE/ml

Analyse: Anti-Streptolysin

AT III

Nr.: 907 **Material:** Citratblut

Messverfahren: Kinetischer Test zur Messung des Rest-Thrombin-Gehaltes

Einheit: %

Analyse: Antithrombin III

Ausstrich im Liquor

Nr.: 1840 **Material:** Liquor

Messverfahren: Mikroskopie

Einheit: -

Analyse: Ausstrich im Liquor

Ausstrich im Punktat

Nr.: 1831 **Material:** Punktat

Messverfahren: Mikroskopie

Einheit: -

Analyse: Ausstrich im Punktat

Automaten-Diff

Nr.: 8000 **Material:** EDTA

Messverfahren: -

Einheit: -

Analysen: Basophile, Basophile (absolut), Eosinophile, Eosinophile (absolut), Großes Blutbild, Lymphozyten, Lymphozyten (absolut), Monozyten, Monozyten (absolut), MPV, Neutrophile, Neutrophile (absolut), RDW-SD

Barbiturate

Nr.: 552 **Material:** Spontanurin

Messverfahren: EMIT-Verfahren (Enzym-Multiplied Immunoassay Technique, Enzym-multiplizierter Immunoassay)

Einheit: -

Analyse: Barbiturate

Benzodiazepine

Nr.: 554 **Material:** Spontanurin

Messverfahren: EMIT-Verfahren (Enzym-Multiplied Immunoassay Technique,

Enzym-multiplizierter Immunoassay)

Einheit: -

Analyse: Benzodiazepine

Bilirubin

Nr.: 310 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Vanadatoxikation

Einheit: mg/dl

Analyse: Bilirubin

Bilirubin direkt

Nr.: 311 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Vanadatoxikation

Einheit: mg/dl

Analyse: Bilirubin-direkt

Bilirubin Sgl.

Nr.: 312 **Material:** Kapillare

Messverfahren: Bilimeter

Einheit: mg/dl

Analyse: Bilirubin Sgl.

Blutgruppe

Nr.: 1100 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: -

Einheit: -

Analysen: Antigen Kell, Antikörpersuchtest, Blutgruppe, Rhesusfaktor

Blutsenkung

Nr.: 845 **Material:** Citrat (BSG)

Messverfahren: Siehe Sammelanalyse

Einheit: mm

Analysen: BSG, BSG 1. Stunde, BSG 2. Stunde

C3

Nr.: 606 **Material:** Serum

Messverfahren: PEG-verstärkt, immunturbidimetrisch

Einheit: g/l

Analyse: C3-Kompl.

C4

Nr.: 607 **Material:** Serum

Messverfahren: PEG-verstärkt, immunturbidimetrisch

Einheit: g/l

Analyse: C4-Kompl.

CA 125

Nr.: 16061 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Sandwich Prinzip

Einheit: IU/ml

Analyse: CA 125

CA 15-3

Nr.: 16062 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Sandwich Prinzip

Einheit: IU/ml

Analyse: CA 15-3

CA 19-9

Nr.: 16064 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Sandwich Prinzip

Einheit: IU/ml

Analyse: CA 19-9

CA 72-4

Nr.: 16063 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Sandwich Prinzip

Einheit: IU/ml

Analyse: CA 72-4

Calcitonin

Nr.: 16066 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Sandwich Prinzip

Einheit: pg/ml

Analyse: Calcitonin

Calcium

Nr.: 403 **Material:** Lithium-Heparin, Sammel- und Spontanurin

Messverfahren: Arsenazo III

Einheit: mmol/l

Analyse: Calcium

Calcium (BGA arteriell)

Nr.: 1855 **Material:** EDTA für Blutgas arteriell

Messverfahren: Blutgase

Einheit: mmol/l

Analyse: Calcium (BGA arteriell)

Calcium (korr.)

Nr.: 409 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: berechnet

Einheit: mmol/l

Analysen: Calcium (korr.), Albumin, Calcium

Cannabinoide

Nr.: 564 **Material:** Spontanurin

Messverfahren: EMIT-Verfahren (Enzym-Multiplied Immunoassay Technique, Enzym-multiplizierter Immunoassay)

Einheit: -

Analyse: Cannabinoide

Carbamazepin

Nr.: 532 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: EMIT-Verfahren (Enzym-Multiplied Immunoassay Technique, Enzym-multiplizierter Immunoassay)

Einheit: mg/l

Analyse: Carbamazepin

CEA

Nr.: 16065 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Sandwich Prinzip

Einheit: ng/ml

Analyse: CEA

CHE

Nr.: 2208 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: -

Einheit: -

Analyse: Pseudocholinesterase

Chlorid

Nr.: 404 **Material:** Lithium-Heparin, Sammelurin

Messverfahren: ISE, indirekt

Einheit: mmol/l

Analyse: Chlorid

Chlorid (BGA arteriell)

Nr.: 1892 **Material:** EDTA für Blutgas arteriell

Messverfahren: Blutgasanalyse, elektrochemische Grundlage

Einheit: mmol/l

Analyse: Chlorid (BGA arteriell)

Cholesterin

Nr.: 305 **Material:** Lithium-Heparin, Punktat

Messverfahren: Enzymatisch

Einheit: mg/dl

Analyse: Cholesterin

CK

Nr.: 2205 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: IFCC-Referenzmethode, Adaptierung

Einheit: U/l

Analyse: CK

CK-MB

Nr.: 2204 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Optimierter UV-Test nach IFCC und DGKC für CK mit Hemmung der CK-M-Isoenzyme durch monoklonale AK

Einheit: U/l

Analysen: CK, CK-MB

Cocain

Nr.: 556 **Material:** Spontanurin

Messverfahren: EMIT-Verfahren (Enzym-Multiplied Immunoassay Technique, Enzym-multiplizierter Immunoassay)

Einheit: -

Analyse: Cocainmetabolite

CO-Hämoglobin (BGA arteriell)

Nr.: 1883 **Material:** EDTA für Blutgas arteriell

Messverfahren: Blutgasanalyse Cooxymetrie, Elektrochemische Grundlage

Einheit: %

Analyse: CO-Hämoglobin (BGA arteriell)

Coombstest direkt

Nr.: 1104 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Coombstest direkt

Corona Mutation del HV69/70

Nr.: 13047 **Material:** Abstrich

Messverfahren: RT-PCR

Einheit: -

Analyse: Corona Mutation del HV69/70

Corona Mutation L452R

Nr.: 13054 **Material:** Abstrich

Messverfahren: RT-PCR

Einheit: -

Analyse: Corona Mutation L452R

Corona Mutation N501V

Nr.: 13046 **Material:** Abstrich

Messverfahren: RT-PCR

Einheit: -

Analyse: Corona Mutation N501Y

Cortisol

Nr.: 138 **Material:** Serum

Messverfahren: kompetitiver Immunoassay auf Basis von
Chemilumineszenz-Technologie

Einheit: µg/l

Analyse: Cortisol

Creatinin

Nr.: 302 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Jaffe, alkalisches Pikrat, kinetisch mit Leerwertkorrektur

Einheit: mg/dl

Analyse: Creatinin

Creatinin (enzymatisch/cobas)

Nr.: 16011 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Enzymatisch

Einheit: mg/dl

Analyse: Creatinin (enzymatisch/cobas)

Creatinin im Sammelurin

Nr.: 1264 **Material:** Sammelurin

Messverfahren: berechnet

Einheit: mg/die

Analysen: Creatinin im Sammelurin, Creatinin im Sammelurin (Konzentr.)

Creatinin im Sammelurin (enzym/cobas)

Nr.: 16012 **Material:** Sammelurin

Messverfahren: berechnet

Einheit: mg/die

Analyse: Creatinin im Sammelurin (enzym/cobas)

Creatinin im Spontanurin

Nr.: 1297 **Material:** Spontanurin

Messverfahren: Jaffe, alkalisches Pikrat, kinetisch mit Leerwertkorrektur

Einheit: mg/dl

Analyse: Creatinin im Spontanurin

Creatinin im Spontanurin (enzym/cobas)

Nr.: 16013 **Material:** Spontanurin

Messverfahren: Enzymatisch

Einheit: mg/dl

Analyse: Creatinin im Spontanurin (enzym/cobas)

CRP

Nr.: 600 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Latex-verstärkt immunturbidimetrisch

Einheit: mg/l

Analyse: CRP

Cyclosporin A

Nr.: 520 **Material:** EDTA

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Kompetitiver Assay

Einheit: ng/ml

Analyse: Cyclosporin A (monoklonal)

CYFRA 21-1

Nr.: 16045 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Sandwich Prinzip

Einheit: ng/ml

Analyse: CYFRA 21-1

Dabigatran

Nr.: 923 **Material:** Citratblut

Messverfahren: Hemmung einer definierten konstanten Menge an Thrombin

Einheit: ng/ml

Analyse: Dabigatran

D-Dimere

Nr.: 925 **Material:** Citratblut

Messverfahren: Aggregation AK, Immunturbidimetrie

Einheit: µg/l

Analyse: D-Dimere

Digitoxin

Nr.: 502 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Kompetitiver Assay

Einheit: ng/ml

Analyse: Digitoxin

Digoxin

Nr.: 501 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Latex-verstärkt immunturbidimetrisch

Einheit: ng/ml

Analyse: Digoxin

Dir. AHG (mono)

Nr.: 1108 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Dir. AHG (mono)

Drogenscreening im Urin

Nr.: 549 **Material:** Spontanurin

Messverfahren: Hilfsanalyse

Einheit: -

Analysen: Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Cannabinoide,
Cocainmetabolite, Methadon, Opiate

Edoxaban

Nr.: 1041 **Material:** Citratblut

Messverfahren: Chromogener Test zur Bestimmung Fkt. Xa-Inhibitoren

Einheit: ng/ml

Analyse: Edoxaban

Eisen

Nr.: 400 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Ferrozin

Einheit: µg/dl

Analyse: Eisen

Eisenfärbung

Nr.: 1507 **Material:** Ausstrich

Messverfahren: Mikroskopie

Einheit: -

Analyse: Eisenfärbung

Eiweiß

Nr.: 314 **Material:** Lithium-Heparin, Liquor, Punktat, Sammel- und Spontanurin

Messverfahren: Biuret

Einheit: g/dl

Analyse: Gesamt Eiweiß

Eiweiß/Kreatinin im Spontanurin

Nr.: 1282 **Material:** Spontanurin

Messverfahren: berechnet

Einheit: Ratio

Analyse: Eiweiß/Kreatinin im Spontanurin

Elektrophorese

Nr.: 615 **Material:** Lithium-Heparin, Serum

Messverfahren: Kapillaronenelektrophorese

Einheit: -

Analysen: A1-Globulin, A1-Globulin (Kap-E), A2-Globulin, A2-Globulin (Kap-E), Albumin, Albumin (Kap-E), Albumin (Kap-E), Beta-Globulin, Beta-Globulin (Kap-E), Elektrophorese, Elektrophorese Kommentar:, Gamma-Globulin, Gamma-Globulin (Kap-E), Gesamt Eiweiß, Histogramm, Histogramm EL, Markierte Fläche Elpho 1, Markierte Fläche Elpho 2, Markierte Fläche Elpho 2

Erythrozyten im Liquor

Nr.: 1911 **Material:** Liquor

Messverfahren: Mikroskopie

Einheit: / μ l

Analyse: Erythrozyten im Liquor

Erythrozytenmorphologie

Nr.: 1246 **Material:** Spontanurin

Messverfahren: Mikroskopie

Einheit: -

Analyse: Erythrozytenmorphologie

Ethylglukuronid

Nr.: 571 **Material:** Spontanurin

Messverfahren: Direkter Enzymimmunoassay (EIA)

Einheit: ng/ml

Analyse: Ethylglukuronid

Faktor II

Nr.: 912 **Material:** Citratblut

Messverfahren: PTT Messung mit Mangelplasma

Einheit: %

Analyse: Faktor II

Faktor IX

Nr.: 916 **Material:** Citratblut

Messverfahren: PTT Messung mit Mangelplasma

Einheit: %

Analyse: Faktor IX

Faktor V

Nr.: 913 **Material:** Citratblut

Messverfahren: Gerinnungszeitmessung nach Aktivierung mit Thromboplastin

Einheit: %

Analyse: Faktor V

Faktor VII

Nr.: 914 **Material:** Citratblut

Messverfahren: PTT Messung mit Mangelplasma

Einheit: %

Analyse: Faktor VII

Faktor VIII

Nr.: 915 **Material:** Citratblut

Messverfahren: PTT Messung mit Mangelplasma

Einheit: %

Analyse: Faktor VIII

Faktor X

Nr.: 917 **Material:** Citratblut

Messverfahren: PTT Messung mit Mangelplasma

Einheit: %

Analyse: Faktor X

Faktor XI

Nr.: 918 **Material:** Citratblut

Messverfahren: PTT Messung mit Mangelplasma

Einheit: %

Analyse: Faktor XI

Faktor XII

Nr.: 919 **Material:** Citratblut

Messverfahren: PTT Messung mit Mangelplasma

Einheit: %

Analyse: Faktor XII

Faktor XIII

Nr.: 911 **Material:** Citratblut

Messverfahren: Enzymatische Messung (NADH) Faktor 13

Einheit: %

Analyse: Faktor XIII

Ferritin

Nr.: 610 **Material:** Lithium-Heparin, Liquor

Messverfahren: Latexmikropartikel-erweiterte Immunoturbidimetrie

Einheit: µg/l

Analyse: Ferritin

FIB4-Score

Nr.: 1509 **Material:** EDTA, Lithium-Heparin

Messverfahren: berechnet

Einheit: -

Analysen: Thrombozyten, FIB4, GOT, GPT

Fibrinogen

Nr.: 906 **Material:** Citratblut

Messverfahren: Bestimmung Fibrinogen

Einheit: mg/dl

Analyse: Fibrinogen

Folsäure

Nr.: 1032 **Material:** Serum

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Kompetitiver Assay

Einheit: ng/ml

Analyse: Folsäure

Fragmentozyten

Nr.: 896 **Material:** EDTA

Messverfahren: Mikroskopie

Einheit: -

Analyse: Fragmentozyten (Erythrozytenmorphologie)

Freies T3

Nr.: 1026 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Kompetitiver Assay

Einheit: pg/ml

Analyse: Freies T3

Freies T4

Nr.: 1023 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Kompetitiver Assay

Einheit: ng/dl

Analyse: Freies T4

FSH

Nr.: 140 **Material:** Serum

Messverfahren: Sandwich-Immunoassay mit 2 Bindungsstellen, auf Basis direkter Chemilumineszenz und 2AK

Einheit: IU/l

Analyse: FSH

Gamma-GT

Nr.: 2207 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: IFCC modifiziert

Einheit: U/l

Analyse: Gamma-GT

Gentamicin (Spitzenkonzentration)

Nr.: 504 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: EMIT-Verfahren (Enzym-Multiplied Immunoassay Technique, Enzym-multiplizierter Immunoassay)

Einheit: µg/ml

Analyse: Gentamicin (Spitzenkonzentration)

Gentamicin (Talkonzentration)

Nr.: 503 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: EMIT-Verfahren (Enzym-Multiplied Immunoassay Technique, Enzym-multiplizierter Immunoassay)

Einheit: µg/ml

Analyse: Gentamicin (Talkonzentration)

Gerinnung

Nr.: 899 **Material:** Citratblut

Messverfahren: -

Einheit: -

Analysen: Antithrombin III, D-Dimere, Fibrinogen, Heparin, internat. norm. Ratio, PTT, PTZ, Quick

GLDH

Nr.: 2209 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Optimierter UV-Test nach den Empfehlungen der DGKC

Einheit: U/l

Analyse: GLDH

Glomeruläre Filtrations-Rate

Nr.: 1298 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: berechnet

Einheit: ml/min

Analysen: Creatinin, Glomeruläre Filtrations-Rate (GFR/GFR-a)

Glucose

Nr.: 1815 **Material:** Liquor , Punktat, Lithium-Heparin, Sammelurin

Messverfahren: Hexokinase

Einheit: mg/dl

Analyse: Glucose

Glucose (BGA arteriell)

Nr.: 1857 **Material:** EDTA für Blutgas arteriell

Messverfahren: Blutgase

Einheit: mg/dl

Analyse: Glucose (BGA arteriell)

Glucosetoleranztest Citrat/NaF Vollblut

Nr.: 131 **Material:** Citrat/NaF Vollblut OGGT 120min, Citrat/NaF Vollblut OGGT 60min, Citrat/NaF Vollblut OGGT nüchtern

Messverfahren: Hilfsanalyse

Einheit: -

Analysen: Glucosetoleranztest Citrat/NaF Vollblut, OGGT 120min Cit/NaF VB, OGGT 60min Cit/NaF VB, OGGT nü Cit/NaF VB

GOT (ASAT)

Nr.: 2200 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: IFCC

Einheit: U/l

Analyse: GOT

GPT (ALAT)

Nr.: 2201 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: IFCC

Einheit: U/l

Analyse: GPT

Gramfärbung im Punktat

Nr.: 1832 **Material:** Material (Liquor/Punktat)

Messverfahren: Mikroskopie

Einheit: -

Analyse: Gramfärbung im Punktat

Großes Blutbild

Nr.: 800 **Material:** EDTA

Messverfahren: Hilfsanalyse

Einheit: -

Analysen: Basophile, Basophile (absolut), Diff.Entscheidung, Eosinophile, Eosinophile (absolut), Erythrozyten, Großes Blutbild, Hämatokrit, Hämoglobin, Leukozyten, Lymphozyten, Lymphozyten (absolut), Makrozytäre Erythrozyten, MCH, MCHC, MCV, Mikrozytäre Erythrozyten, Monozyten, Monozyten (absolut), MPV,

Neutrophile, Neutrophile (absolut), RDW-SD, Thrombozyten, unreife Granulozyten, unreife Granulozyten absolut

Hämatokrit (BGA arteriell)

Nr.: 1889 **Material:** EDTA für Blutgas arteriell

Messverfahren: Blutgasanalyse, elektrochemische Grundlage

Einheit: %

Analyse: Hämatokrit (BGA arteriell)

Hapto

Nr.: 608 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: PEG-verstärkt, immunturbidimetrisch

Einheit: g/l

Analyse: Haptoglobin

Harnsäure

Nr.: 304 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Uricase/Peroxidase

Einheit: mg/dl

Analyse: Harnsäure

Harnsäure im Sammelurin

Nr.: 1276 **Material:** Sammelurin

Messverfahren: berechnet

Einheit: mg/die

Analysen: Harnsäure im Sammelurin, Harnsäure im Sammelurin (Konzentr.)

Harnstoff

Nr.: 301 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Urease mit GLDH

Einheit: mg/dl

Analyse: Harnstoff

Harnstoff im Sammelurin

Nr.: 1274 **Material:** Sammelurin

Messverfahren: berechnet

Einheit: mg/die

Analysen: Harnstoff im Sammelurin, Harnstoff im Sammelurin (Konzentr.)

HB A1C

Nr.: 857 **Material:** EDTA

Messverfahren: -

Einheit: -

Analysen: HbA1c (Enzymatisch), mittlere Glucosekonzentration

HBe-Antigen

Nr.: 703 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Sandwich-Assay

Einheit: -

Analyse: HBe-Antigen

HBs-Antigen

Nr.: 700 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Sandwich-Assay

Einheit: -

Analyse: HBs-Antigen

HCG im Urin

Nr.: 1250 **Material:** Urin

Messverfahren: Schneller chromatographischer Immunoassay

Einheit: -

Analyse: HCG im Urin

HDL

Nr.: 307 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Elimination/Katalase

Einheit: mg/dl

Analyse: HDL-Cholesterin

Heparin

Nr.: 920 **Material:** Citratblut

Messverfahren: Messung über Fkt. Xa, chromogen

Einheit: IU/ml

Analyse: Heparin

HHb (BGA arteriell)

Nr.: 1885 **Material:** EDTA für Blutgas arteriell

Messverfahren: Blutgase

Einheit: %

Analyse: HHb

HIV

Nr.: 708 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Sandwich-Assay

Einheit: -

Analyse: HIV-Antikörper

Homocystein

Nr.: 633 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Kompetitiver Assay

Einheit: $\mu\text{mol/l}$

Analyse: Homocystein

IgA

Nr.: 603 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: PEG-verstärkt, immunturbidimetrisch

Einheit: g/l

Analyse: IgA

IgE

Nr.: 632 **Material:** Serum

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Sandwich-Assay

Einheit: IU/ml

Analyse: IgE

IgG

Nr.: 604 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: PEG-verstärkt, immunturbidimetrisch

Einheit: g/l

Analyse: IgG

IgM

Nr.: 605 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: PEG-verstärkt, immunturbidimetrisch

Einheit: g/l

Analyse: IgM

Influenza A/B RSV

Nr.: 13014 **Material:** Notfall Abstrich

Messverfahren: RT-PCR

Einheit: -

Analysen: Amplifikation PCR FLUA FLUB RSV, Influenza A, Influenza B,
Nukelinsäureextraktion FLUA FLUB RSV, Reverse Transkription FLUA FLUB RSV,
RSV, Sonde FLU A, Sonde FLU B, Sonde RSV

Insulin

Nr.: 143 **Material:** Serum

Messverfahren: Sandwich-Immunoassay mit 2 Bindungsstellen, auf Basis direkter
Chemilumineszenz und 2AK

Einheit: mIU/l

Analyse: Insulin

Interleukin 6

Nr.: 1045 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Chemilumineszenz immunometrischer Assay

Einheit: pg/ml

Analyse: Interleukin 6

Kalium

Nr.: 402 **Material:** Lithium-Heparin, Sammel- und Spontanurin

Messverfahren: ISE, indirekt

Einheit: mmol/l

Analyse: Kalium

Kalium (BGA arteriell)

Nr.: 1853 **Material:** EDTA für Blutgas arteriell

Messverfahren: Blutgase

Einheit: mmol/l

Analyse: Kalium (BGA arteriell)

Kälteagglutinine 4 Grad Celsius

Nr.: 1122 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analysen: Kälteagglutinine 4 Grad Celsius, Kälteagglutinine Raumtemperatur

kleines Blutbild

Nr.: 801 **Material:** EDTA

Messverfahren: Hilfsanalyse

Einheit: -

Analysen: Erythrozyten, Hämatokrit, Hämoglobin, Kleines Blutbild, Leukozyten, Makrozytäre Erythrozyten, MCH, MCHC, MCV, Mikrozytäre Erythrozyten, MPV, Nomoblasten, Nomoblasten absolut, RDW-SD, Thrombozyten

Kryoglobuline

Nr.: 1130 **Material:** Serum für Kryoglobuline 37°C (Material im warmen Wasserbad zu uns)

Messverfahren: -

Einheit: -

Analyse: Kryoglobuline

Laktat (BGA arteriell)

Nr.: 1891 **Material:** EDTA für Blutgas arteriell

Messverfahren: Blutgasanalyse, elektrochemische Grundlage

Einheit: mmol/l

Analyse: Laktat (BGA arteriell)

Laktat im Liquor

Nr.: 1819 **Material:** Liquor , Punktat, Na-Fluorid

Messverfahren: Laktatoxidase, kolorimetisch

Einheit: mmol/l

Analyse: Laktat im Liquor

LDH

Nr.: 2202 **Material:** Lithium-Heparin, Punktat

Messverfahren: Laktat/NAD

Einheit: U/l

Analyse: LDH

LDH im Punktat

Nr.: 1827 **Material:** Punktat

Messverfahren: Laktat/NAD

Einheit: U/l

Analyse: LDH im Punktat

LDL

Nr.: 308 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Elimination/Katalase

Einheit: mg/dl

Analyse: LDL-Cholesterin

LDL korr. Lpa

Nr.: 297 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: berechnet

Einheit: mg/dl

Analysen: LDL korrigiert, Lipoprotein (a), Triglyceride, Cholesterin, HDL-Cholesterin

Legionellen im Urin

Nr.: 1306 **Material:** Urin

Messverfahren: Schneller chromatographischer Immunoassay

Einheit: -

Analyse: Legionella-AG

Leukozyten im Liquor

Nr.: 1912 **Material:** Liquor

Messverfahren: Mikroskopie

Einheit: / μ l

Analyse: Leukozyten im Liquor

LH

Nr.: 139 **Material:** Serum

Messverfahren: Sandwich-Immunoassay mit 2 Bindungsstellen, auf Basis direkter Chemilumineszenz und 2AK

Einheit: IU/l

Analyse: LH

LI

Nr.: 509 **Material:** Serum

Messverfahren: Kolorimetrisch

Einheit: mmol/l

Analyse: Lithium

Lipase

Nr.: 2211 **Material:** Lithium-Heparin, Punktat

Messverfahren: -

Einheit: -

Analyse: Lipase

Lipase im Punktat

Nr.: 1837 **Material:** Punktat

Messverfahren: Kolorimetrisch, kinetisch

Einheit: U/l

Analyse: Lipase im Punktat

Lipoprotein (a)

Nr.: 135 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Latexmikropartikel-erweiterte Immunoturbidimetrie

Einheit: mg/dl

Analyse: Lipoprotein (a)

löslicher Transferrinrezeptor

Nr.: 16017 **Material:** Serum

Messverfahren: Particle enhanced immunoturbidimetric assay

Einheit: mg/l

Analyse: löslicher Transferrinrezeptor

Lues

Nr.: 710 **Material:** Serum

Messverfahren: -

Einheit: -

Analyse: Lues AK

Magnesium

Nr.: 405 **Material:** Lithium-Heparin, Sammelurin

Messverfahren: Xylidylblau

Einheit: mval/l

Analyse: Magnesium

Magnesium im Sammelurin

Nr.: 1307 **Material:** Sammelurin

Messverfahren: berechnet

Einheit: mval/die

Analyse: Magnesium im Sammelurin

Malarianachweis

Nr.: 854 **Material:** EDTA

Messverfahren: Siehe Sammelanalyse

Einheit: -

Analysen: Malaria Antigennachweis, Malaria Ausstrich, Malaria Dicker Tropfen,
Malaria Parasitendichte

Methadon

Nr.: 558 **Material:** Urin

Messverfahren: EMIT-Verfahren (Enzym-Multiplied Immunoassay Technique,
Enzym-multiplizierter Immunoassay)

Einheit: -

Analyse: Methadon

MetHämoglobin (BGA arteriell)

Nr.: 1884 **Material:** EDTA für Blutgas arteriell

Messverfahren: Blutgasanalyse Cooxymetrie, Elektrochemische Grundlage

Einheit: %

Analyse: MetHämoglobin (BGA arteriell)

METHO

Nr.: 508 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Homogener Immunoassay mit Enzym

Einheit: µmol/l

Analyse: Methotrexat

Mikroalbumin im Spontanurin

Nr.: 1253 **Material:** Spontanurin

Messverfahren: PEG-verstärkt, immunturbidimetrisch

Einheit: mg/l

Analyse: Mikroalbumin im Spontanurin

Mononukleose

Nr.: 709 **Material:** Serum

Messverfahren: Schneller chromatographischer Immunoassay

Einheit: -

Analyse: Mononucleose-Test

Myoglobin

Nr.: 309 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Chemilumineszenz immunometrischer Assay

Einheit: ng/ml

Analyse: Myoglobin

Natrium

Nr.: 401 **Material:** Lithium-Heparin, Sammel- und Spontanurin

Messverfahren: ISE, indirekt

Einheit: mmol/l

Analyse: Natrium

Natrium (BGA arteriell)

Nr.: 1851 **Material:** EDTA für Blutgas arteriell

Messverfahren: Blutgase

Einheit: mmol/l

Analyse: Natrium (BGA arteriell)

Non-HDL-Cholesterin

Nr.: 325 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: berechnet

Einheit: mg/dl

Analyse: Non-HDL-Cholesterin

Normoblasten

Nr.: 898 **Material:** EDTA

Messverfahren: Fluoreszenz-Durchflusszytometrie

Einheit: -

Analyse: Normoblasten

NSE

Nr.: 16047 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Sandwich Prinzip

Einheit: ng/ml

Analyse: NSE

NTpBNP

Nr.: 221 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Sandwich-Test mit 2 Positionen mit

Festphasen-Radial-Partition-Immunoassay

Einheit: pg/ml

Analyse: pBNP

O2Hb (BGA arteriell)

Nr.: 1882 **Material:** EDTA für Blutgas arteriell

Messverfahren: Blutgase

Einheit: %

Analyse: O2Hb (BGA arteriell)

Opiate

Nr.: 560 **Material:** Spontanurin

Messverfahren: EMIT-Verfahren (Enzym-Multiplied Immunoassay Technique, Enzym-multiplizierter Immunoassay)

Einheit: -

Analyse: Opiate

OSMOL

Nr.: 408 **Material:** Lithium-Heparin, Spontanurin

Messverfahren: Gefrierpunktmessung

Einheit: mosmol/kg

Analyse: Osmolalität

Osmolalität im Spontanurin

Nr.: 1252 **Material:** Spontanurin

Messverfahren: Gefrierpunktmessung

Einheit: mosmol/kg

Analyse: Osmolalität im Spontanurin

Östradiol

Nr.: 145 **Material:** Serum

Messverfahren: kompetitiver Chemilumineszenztest

Einheit: ng/l

Analyse: Östradiol

Pappenheim

Nr.: 1500 **Material:** Ausstrich

Messverfahren: Mikroskopie

Einheit: -

Analyse: PAP-Färbung

Paracetamol

Nr.: 525 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Enzymatisch

Einheit: µg/ml

Analyse: Acetaminophen

Parathormon

Nr.: 16048 **Material:** EDTA, Lithium-Heparin

Messverfahren: ECLIA Sandwich Prinzip

Einheit: pg/ml

Analyse: Parathormon

Parathormon (post-OP)

Nr.: 1044 **Material:** PTH post (PTH post)

Messverfahren: Chemilumineszenz immunometrischer Assay

Einheit: ng/l

Analyse: Parathormon (post-OP)

Parathormon (prä-OP)

Nr.: 1042 **Material:** PTH prä (PTH prä)

Messverfahren: Chemilumineszenz immunometrischer Assay

Einheit: ng/l

Analyse: Parathormon (prä-OP)

Parathormon (während OP)

Nr.: 1043 **Material:** PTH intra (PTH intra)

Messverfahren: Chemilumineszenz immunometrischer Assay

Einheit: ng/l

Analyse: Parathormon (während OP)

PAS-Färbung

Nr.: 1502 **Material:** Ausstrich

Messverfahren: Mikroskopie

Einheit: -

Analyse: PAS-Färbung

PE-Quotient

Nr.: 1511 **Material:** Serum

Messverfahren: Chemilumineszenz immunometrischer Assay

Einheit: -

Analysen: Soluble FMS-like Tyrosine Kinase-1, Placental Growth Factor

Peroxidasefärbung

Nr.: 1501 **Material:** Ausstrich

Messverfahren: Mikroskopie

Einheit: -

Analyse: Peroxidasefärbung

Phasenkontrastmikroskopie

Nr.: 1251 **Material:** Urin

Messverfahren: Mikroskopie

Einheit: -

Analysen: Bakterien, Bakterien, Bilirubin, Erythrozyten, Erythrozyten, Glucose, Hefe, Keton, Kristalle, Leukozyten, Leukozyten, Nitrit, pathologische Zylinder, pH-Wert, Phasenkontrastmikroskopie, Plattenepithel, Protein, spezif. Gewicht, Urinsediment, Urinstatus, Urobilinogen, Zylinder

Phenobarbital

Nr.: 536 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: EMIT-Verfahren (Enzym-Multiplied Immunoassay Technique, Enzym-multiplizierter Immunoassay)

Einheit: mg/l

Analyse: Phenobarbital

Phosphat

Nr.: 406 **Material:** Lithium-Heparin, Sammel- und Spontanurin

Messverfahren: Phosphormolybdat/UV

Einheit: mg/dl

Analyse: anorg. Phosphat

Polarisationsmikroskopie vom Punktat

Nr.: 1835 **Material:** Punktat

Messverfahren: Mikroskopie

Einheit: -

Analysen: Art des Punkttates:, Polarisationsmikroskopie vom Punktat

Procalcitonin

Nr.: 1040 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Zweistufiger Immunoassay auf Basis

Chemilumineszenz-Technologie

Einheit: ng/ml

Analyse: Procalcitonin

Prolactin

Nr.: 141 **Material:** Serum

Messverfahren: Sandwich-Immunoassay mit 2 Bindungsstellen, auf Basis direkter

Chemilumineszenz und 2AK

Einheit: mIU/l

Analyse: Prolactin

PTT

Nr.: 905 **Material:** Citratblut

Messverfahren: Gerinnungszeit Phospholipid/Oberflächenaktivator und Calcium

Einheit: sec

Analyse: PTT

PTZ

Nr.: 908 **Material:** Citratblut

Messverfahren: Zeit bis Gerinnselformung. Umwandlung durch Thrombin von Fibrinogen in Fibrin

Einheit: sec

Analyse: PTZ

Quick

Nr.: 900 **Material:** Citratblut

Messverfahren: Zeit Bildung Fibringerinnsel mit Thromboplastin und Calcium

Einheit: %

Analysen: Quick, INR

Retikulozyten

Nr.: 850 **Material:** EDTA

Messverfahren: Fluoreszenz-Durchflusszytometrie

Einheit: o/oo

Analysen: 1 Tag alte Retikulozyten, 1-2 Tage alte Retikulozyten, 2 Tage alte

Retikulozyten, 3 Tage alte Retikulozyten, Hb-Reti (RET-He), Reticulozyten,
Retikulozyten absolut

RF

Nr.: 601 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Latex-verstärkt immunturbidimetrisch

Einheit: IU/ml

Analyse: Rheuma-Faktor

Rhesusfaktor

Nr.: 1101 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Rhesusfaktor

Rhesus-Formel

Nr.: 1102 **Material:** EDTA für BG+KP

Messverfahren: Agglutinationstest

Einheit: -

Analyse: Rhesus-Untergruppen

Rivaroxaban

Nr.: 948 **Material:** Citratblut

Messverfahren: Chromogener Test zur Bestimmung Fkt. Xa-Inhibitoren

Einheit: ng/ml

Analyse: Rivaroxaban

Röteln

Nr.: 711 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Sandwich-Assay

Einheit: -

Analyse: Röteln

RS-Glukose im Plasma

Nr.: 107 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Hexokinase

Einheit: mg/dl

Analyse: RS-Glukose im Plasma

S100

Nr.: 16050 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Sandwich Prinzip

Einheit: µg/l

Analyse: S100

SARS-CoV-2 Antigen i

Nr.: 16074 **Material:** SARS-CoV-2 Antigen Abstrich (SARS-CoV-2 Antigen Abstrich)

Messverfahren: ECLIA Competition

Einheit: COI

Analysen: SARS-CoV-2 Antigen, SARS-CoV-2 Antigen

SARS-CoV-2 Erregernachweis mittels PCR

Nr.: 13036 **Material:** Abstrich

Messverfahren: RT-PCR

Einheit: -

Analyse: SARS-CoV-2 (Versant kPCR)

SARS-CoV-2 Neutralisierende AK

Nr.: 16076 **Material:** Serum

Messverfahren: ELISA

Einheit: %IH

Analysen: SARS-CoV-2 Neutr. AK Interpretation, SARS-CoV-2 Neutralisierende AK

saure Phosphat mit Tartrat

Nr.: 1505 **Material:** Ausstrich

Messverfahren: Mikroskopie

Einheit: -

Analyse: saure Phosphat mit Tartrat

saure Phosphat ohne Tartrat

Nr.: 1506 **Material:** Ausstrich

Messverfahren: Mikroskopie

Einheit: -

Analyse: saure Phosphat ohne Tartrat

SHBG

Nr.: 144 **Material:** Serum

Messverfahren: Sandwich-Immunoassay mit 3 Reagenzkomponenten

Einheit: nmol/l

Analyse: SHBG

spezif. Gewicht (U)

Nr.: 15000 **Material:** Urin

Messverfahren: Teststreifenmethode

Einheit: -

Analyse: spezif. Gewicht (U)

β-2-Mikroglobulin

Nr.: 134 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Latex-verstärkt immunturbidimetrisch

Einheit: µg/l

Analyse: β-2-Mikroglobulin

β-hCG im Plasma

Nr.: 1034 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Sandwich-Assay

Einheit: IU/l

Analyse: β-hCG im Plasma

Testosteron

Nr.: 142 **Material:** Serum

Messverfahren: kompetitiver Immunoassay

Einheit: µg/l

Analyse: Testosteron

Theophyllin

Nr.: 507 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: EMIT-Verfahren (Enzym-Multiplied Immunoassay Technique,
Enzym-multiplizierter Immunoassay)

Einheit: µg/ml

Analyse: Theophyllin

Thrombozytäre AK

Nr.: 1134 **Material:** Serum

Messverfahren: Zweistufiger Immunoassay auf Basis

Chemilumineszenz-Technologie

Einheit: -

Analyse: Thrombozytäre AK

Thrombozyten im Citratblut

Nr.: 859 **Material:** Citratvollblut

Messverfahren: Widerstandsmeßprinzip mit hydrodynamischer Fokussierung od.

Durchflußzytometrie

Einheit: Giga/l

Analyse: Thrombozyten im Citrat

Thrombozytenaggregation

Nr.: 930 **Material:** Citratblut TFkt

Messverfahren: Verschlusszeit - Thrombozytenfunktion

Einheit: -

Analyse: Thrombozytenaggregation

Thyreoglobulin II

Nr.: 16051 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Sandwich Prinzip

Einheit: µg/l

Analyse: Thyreoglobulin II

Tobramycin

Nr.: 528 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: EMIT-Verfahren (Enzym-Multiplied Immunoassay Technique, Enzym-multiplizierter Immunoassay)

Einheit: µg/ml

Analyse: Tobramycin

total PSA

Nr.: 16052 **Material:** Serum

Messverfahren: ECLIA Sandwich Prinzip

Einheit: ng/ml

Analyse: PSA total

Transferrin

Nr.: 609 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: PEG-verstärkt, immunturbidimetrisch

Einheit: g/l

Analyse: Transferrin

Transferrinsättigung

Nr.: 399 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: berechnet

Einheit: %

Analysen: Eisen, Transferrin

Tricycl.Antidepressiva

Nr.: 566 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Homogener kompetitiver Enzym-Immunoassay

Einheit: -

Analyse: Tricycl.Antidepressiva

Triglyceride

Nr.: 306 **Material:** Lithium-Heparin, Punktat

Messverfahren: GPO-Trinder ohne Serum-Leerwert

Einheit: mg/dl

Analyse: Triglyceride

Troponin I

Nr.: 220 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: -

Einheit: -

Analyse: Hochsensitiv Troponin I

TSH-0

Nr.: 1020 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,
Sandwich-Assay

Einheit: $\mu\text{U/ml}$

Analyse: HTSH-0 (EIA)

unspezifische Esterase

Nr.: 1503 **Material:** Ausstrich

Messverfahren: Mikroskopie

Einheit: -

Analyse: unspezifische Esterase

Uricult

Nr.: 2000 **Material:** Uricult

Messverfahren: -

Einheit: -

Analyse: Uricult

Urinstatus

Nr.: 1200 **Material:** Urin

Messverfahren: Hilfsanalyse

Einheit: -

Analysen: Bakterien, Bakterien, Bilirubin, Erythrozyten, Erythrozyten, Glucose, Hefe, Keton, Kristalle, Leukozyten, Leukozyten, Nitrit, pathologische Zylinder, pH-Wert, Plattenepithel, Protein, spezif. Gewicht, Urinsediment, Urinstatus, Urobilinogen, Zylinder

Valproinsäure

Nr.: 538 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: EMIT-Verfahren (Enzym-Multiplied Immunoassay Technique, Enzym-multiplizierter Immunoassay)

Einheit: mg/l

Analyse: Valproinsäure

Vancomycin (Spitzenkonzentration)

Nr.: 506 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: EMIT-Verfahren (Enzym-Multiplied Immunoassay Technique, Enzym-multiplizierter Immunoassay)

Einheit: µg/ml

Analyse: Vancomycin (Spitzenkonzentration)

Vancomycin (Talkonzentration)

Nr.: 505 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: EMIT-Verfahren (Enzym-Multiplied Immunoassay Technique, Enzym-multiplizierter Immunoassay)

Einheit: mg/l

Analyse: Vancomycin (Talkonzentration)

venöser Gascheck

Nr.: 860 **Material:** EDTA für Blutgas venös

Messverfahren: Hilfsanalyse

Einheit: -

Analysen: Base Excess, Calcium (BGA venös), Chlorid (BGA venös), CO-Hämoglobin (BGA venös), Gascheck, Glucose (BGA venös), HB, HCO₃, HHb, HHb, Hämatokrit (BGA venös), Kalium (BGA venös), Laktat (BGA venös), Methämoglobin (BGA venös), Natrium (BGA venös), pCO₂, pH-Wert, pO₂, Röhrchen unterfüllt, Röhrchen unterfüllt, Sauerstoffsättigung Cooxymetrie (venös), Standard-Bicarbonat, total CO₂

Vitamin B12

Nr.: 1030 **Material:** Serum

Messverfahren: Solid-Phase Chemilumineszenz-Assay, Immunometrisch,

Kompetitiver Assay

Einheit: pg/ml

Analyse: Vitamin B12

Vitamin D

Nr.: 137 **Material:** Lithium-Heparin

Messverfahren: kompetitiver Antikörper-Immunoassay

Einheit: ng/ml

Analyse: Vitamin D

Willebrand

Nr.: 936 **Material:** Citratblut

Messverfahren: Turbidimetrische Partikelmessung VWF-GPIb

Einheit: %

Analyse: Willebrand-Faktor

Zellzahl im Liquor

Nr.: 1811 **Material:** Liquor, Punktat

Messverfahren: Hilfsanalyse

Einheit: -

Analysen: Ausstrich im Liquor, Beschaffenheit, EO-BF % (Liquor), EO-BF abs.

(Liquor), Erythrozyten im Liquor, HF-BF % (Liquor), HF-BF abs. (Liquor), Leukozyten

im Liquor, Liquor Punktionsart, Liquor2, Liquor3, Mononukleäre Zellen (Liquor),

Mononukleäre Zellen abs. (Liquor), Polymorphkernige Zellen (Liquor),

Polymorphkernige Zellen abs. (Liquor), Zellzahl im Liquor